

## ZDY-02 安瓿瓶折断力测试仪

ZDY-02 安瓿瓶折断力测试仪适用于医药水针剂包装安瓿瓶瓶颈与瓶身分开所需要的折断力，是制药企业、安瓿瓶生产商、药检机构常用检测设备，执行 GB/T 2637、YBB00332002 标准中对安瓿瓶药品包装的折断力试验的测试要求。

### 产品特征

- 7寸触摸屏控制，人机接口时尚、便捷
- 采用进口传感器，有效保证试验结果的准确性
- 结构紧凑、精巧、人性化结构设计
- 丝杠传动系统速度随意调节，保证试验速度及位移准确性
- 开机自动零点校准，支持手动传感器清零
- 显示实时测量数据、变化曲线以及测试结果
- 专业人性化夹具，可以任意更换适用于不同大小试样
- 限位保护、自动回位等智能配置，保证用户的操作安全
- 仪器自带微型打印机，可打印设备序号、样品批号、试验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息
- 标准 RS485 接口配置、计算机软件支持、结果多种单位显示
- 产品符合 GMP 用户四级权限
- 试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势
- 专门的计算机通信软件，可进行试验的实时显示及数据的分析处理、数据保存
- 具备 ISP 在线控制、升级功能，可按照要求远程更改试验功能
- 中英文双语切换，方便客户语言切换选择



### 测试原理

将试样装夹在折力仪两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过特殊夹头将安瓿瓶颈与瓶身分开,通过折断力仪传感器测试此过程中的力值变化与位移变化.从而得出相应力值数据.

### 测试标准

该仪器符合多项国家和国际标准：GB/T 2637-1995、YBB00332002-2015、YBB00322005-2015

### 技术指标

| 指标   | 参数                  |
|------|---------------------|
| 测量范围 | 250 N (50N、100N 可选) |
| 测量精度 | 0.5 级               |
| 分辨率  | 0.001 N             |



|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 试验速度 | 1 ~ 500 mm/min (无级调速)         |
| 支架距离 | 36 mm、60 mm                   |
| 电 源  | AC 220 V 50 Hz                |
| 外形尺寸 | 310mm(W) x330mm(D) x 600mm(H) |
| 主机净重 | 17 kg                         |

### 产品配置

标准配置：主机、微型打印机、折断力夹具

选购件：专业软件、485 通讯线

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 [www.cscii.com](http://www.cscii.com) 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

